

Formaldehit Dozajlama Cihazı

Otomatik

Otomatik formaldehit dozajlama sistemi, patoloji laboratuvarları ve ameliyathanelerde %37-40 oranındaki konsantre formaldehit den % 3-4 lük (%10 tamponlu) kullanıma hazır formalin hazırlama için kullanılmaktadır. pathFORM hazırlama işlemini kapalı ortamda otomatik olarak gerçekleştirir. Kapalı ve otomatik dozajlama sayesinde daima doğru ve aynı miktarda karışım oranı sağlar.

Cihaz makroskopi odasına ya da laboratuvardaki en uygun yere konumlandırılır. Mevcut makroskopi cihazlarına bağlanarak makroskopi kabinlerindeki formalin musluklarından formalin alınmasını sağlar. pathFORM tüm işlemleri kapalı bir sistem içerisinde gerçekleştirdiği için ortamda formalin buharlaşmamasının önüne geçerek laboratuvar çalışanlarını formaline maruz kalmaktan korur.



Standart Teknik Özellikler

- * Cihaz gövde ve çekmecesi AISI 304 paslanmaz çelik ya da fırın boyalı galvaniz
- * Dokunmatik ve renkli cihaz kumanda paneli
- * Uyarı mesajları
- * Tank içindeki sıvı seviyesinin anlık olarak göstermektedir
- * USB bağlantısı
- * Şebeke su girişi
- * Distile su girişi
- * Boşaltma tabancası
- * Makroskopi kabini çıkış bağlantıları
- * Cihaz tankı 100 litre
- * Güç Gereksinimi: 220-240 VAC 8A, 50-60 Hz
- * Boyutlar (e x d x y): 60 cm x 80 cm x 140 cm
- * Ağırlık: 120 kg

Avantajları

- * Formalin standart pH değeri
- * Mali Tasarruf
- * Depolama Tasarrufu

Opsiyonel Özellikler

- * Küçük hacimli dolun özelliği
- * Cihaz hazırladığı formalinin (%) oranını cihaz ekranında anlık olarak gösterme özelliği



ÜRETİCİ FIRMA



Eseneşehir Mh. Gölcük Sk. No 2/A Ümraniye - İstanbul / TR
T : +90 216 540 09 54 pbx - www.foninox.com.tr

TÜRKİYE YETKİLİ SATICISI



Zümrütevler Mh. Hanımeli Cd. Aktunç İş Mrkz.
No13/1 Maltepe - İstanbul / TR
T : +90 216 489 33 44 pbx - www.sitogen.com.tr