

Gerİ Dönüşüm Cihazı

Sistem, tüm laboratuvarlarda kullanılmış olan alkolü ve ksileni tekrar kullanmak üzere geri dönüştürür.

Sistem atık alkolü ve ksileni otomatik olarak birikmiş bidondan çekerek dönüşüm kazanına aktarır ve otomatik olarak dönüşüm işlemine başlar. Dönüşüm işlemi tamamlandıktan sonra görsel ve sesli olarak kullanıcıyı uyarır.

Tüm bu işlem adımları mikrobilgisayar işlemci sayesinde LCD ekrandan izlenir.

İşlem sonrası elde edilen alkol miktarı kirlilik oranına göre %90 verimlilik gösterir.

Kalan atık otomatik olarak atık tepsisinde birikir

Aksesuarlar

- * 3 adet musluklu bidon
- * 1 adet atık tepsisi

Standart Teknik Özellikler

- * Fırın boya veya paslanmaz çelik gövde seçenekleri
- * Mikrobilgisayar kontrollü ısıtma tekniği
- * Süre ve sıcaklık durumlarının izlenebildiği LCD ekran
- * Elde edilen alkolde %94-95 , ksilende ise %98-99 arası saflık derecesi
- * İşlem sırasında meydana gelen elektrik kesintilerinden sonra kullanıcı uyarılarak kaldığı yerden devam etme özelliği
- * Otomatik temizleme fonksiyonu
- * Kullanıcı dostu kumanda panosu
- * Gövde ölçüleri ExDxY : 40x65x110 cm



ÜRETİCİ FIRMA



Eseneşehir Mh. Gölcük Sk. No 2/A Ümraniye - İstanbul / TR
T : +90 216 540 09 54 pbx - www.foninox.com.tr

TÜRKİYE YETKİLİ SATICISI



Zümrütevler Mh. Hanımeli Cd. Aktunç İş Mrkz.
No13/1 Maltepe - İstanbul / TR
T : +90 216 489 33 44 pbx - www.sitogen.com.tr