

Doku Saklama Dolabı

Doku saklama dolabı, patoloji laboratuvarında saklanması gereken dokuların güvenle saklanabilmesi ve oluşan kokuların ortama yayılmadan havalandırma sistemi vasıtasıyla uzaklaştırmasını sağlar. Yüksek kalite paslanmaz çelik malzemeden yapıldığı için uzun yıllar boyunca ilk günkü kalitesini korur.

Aksesuarlar

* Fleks malzemenen havalandırma bağlantı bacası

Opsiyonel Özellikler

- * Fan
- * Paslanmaz çelik havalandırma kılıfı
- * Paslanmaz çelik havalandırma bacası

Standart Teknik Özellikler

- * Tüm gövde ve raflar AISI 304 1.00 mm paslanmaz çelik malzemenen.
- * 100 kg'a kadar yayılı yük taşımaya dayanaklı raf sistemi
- * Havalandırma sistemine uygun delikli raflar
- * Raf aralıkları isteğe göre üretilir.
- * Ayarlanabilir rotill ayaklar
- * Cam kapılar en az 10 mm (4+2+4) temperli cam
- * İstenirse fanlı ya da merkezi havalandırma sistemine entegre edilebilir.
- * Dolap ölçüleri ExDxY; 120x50x200cm (\pm 10cm)



ÜRETİCİ FIRMA



Eseneşehir Mh. Gölcük Sk. No 2/A Ümraniye - İstanbul / TR
T : +90 216 540 09 54 pbx - www.foninox.com.tr

TÜRKİYE YETKİLİ SATICISI



Zümrütevler Mh. Hanımeli Cd. Aktunç İş Mrkz.
No13/1 Maltepe - İstanbul / TR
T : +90 216 489 33 44 pbx - www.sitogen.com.tr