


Çift Yönlü 4lü Makroskopi Kabini



Makroskopi çalışması sırasında ortamda oluşan kimyasal buharlarını güvenle çalışma alanından uzaklaştırarak 4 kullanıcının karşılıklı ve yan yana aynı kabinde rahat makroskopi alabilmesini sağlar. Alanı dar olan laboratuvarlar için iyi bir çözümdür.

Opsiyonel Özellikler

- * Otomatik formalin dozajlama sistemi
- * Monitör-klavye-mouse askı standı
- * UV-C Lamba
- * Fan

Aksesuarlar

- * Manyetik bıçak askısı
- * Çöp öğütücüsü
- * Floresan LED lamba
- * Disseksiyon tablası
- * Sıcak/soğuk su bataryası
- * Genel atık evyesi
- * Eldiven kutusu tutucusu
- * Formalin atık evyesi
- * Formalin musluğu (opsiyonel olarak dozajlama cihazına bağlı)
- * Rulo kağıt havlu tutucusu
- * Çelik cetvel

Standart Teknik Özellikler

- * Tamamı üst düzey uzun ömürlü paslanmaz çelik malzemeden üretilir. Kabinin çalışma yüzeyi 1.50 mm AISI 316 kalite , diğer tüm kısımları 1.00 mm AISI 304 kalite paslanmaz çeliktir.
- * Çöp öğütücüsü ve LED armatür lamba aç/kapa buton ile kontrol edilir.
- * İstenirse fanlı ya da merkezi havalandırma sistemine entegre edilebilir.
- * Formalin musluktan dozajlama cihazı vasıtasıyla hazır dozajlı alım imkanı
- * Elektrik: 220 -240V/50-60 Hz 4A
- * Ölçüleri ExDxY : 160x120x200 (± 10cm)



ÜRETİCİ FIRMA



Eseneşehir Mh. Gölcük Sk. No 2/A Ümraniye - İstanbul / TR
T : +90 216 540 09 54 pbx - www.foninox.com.tr

TÜRKİYE YETKİLİ SATICISI



Zümrütevler Mh. Hanımeli Cd. Aktunç İş Mrkz.
No13/1 Maltepe - İstanbul / TR
T : +90 216 489 33 44 pbx - www.sitogen.com.tr