

## Analiz Sertifikası

Markası	Bright-Slide
Adı	Formalin; %10 Nötr Tamponlu
REF Numarası	BS01-112-5000
LOT Numarası	C1385
Üretim Tarihi	2022-01
Son Kullanma Tarihi	2024-01
Analiz Tarihi	2022-01-10

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuçlar	Sonuçlar
Hali	Sıvı	+
Renk	Renksiz	+

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuçlar	Sonuçlar
pH	7,0 ± 0,3	7,035
Formaldehit (%)	4,0 ± 0,5	4,20
Metanol (%)	0,76 ± 0,2	0,77
Sodyum Dihidrojen Fosfat (%)	0,4 ± 0,2	0,45
Disodyum Hidrojen Fosfat (%)	6,5 ± 0,2	6,53

Chemist  
Quality Control Responsible

